

**Ap. Pressão Art. Adulto Argola Nylon Fecho de Contato Preto – BIC
DIAGNÓSTICO**



Aparelho de pressão arterial adulto de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato com argola, obtendo um melhor diagnóstico seguro e confiável, testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC, acompanha bolsa exclusiva.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS:

- Braçadeira confeccionada em tecido nylon resistente para melhor limpeza e desinfecção;
- Manguito, tubos e pêra fabricados em PVC;
- Manômetro aneróide com escala de 0 a 300 mmHg com anel de proteção;
- Acompanha Certificado de Verificação do manômetro.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Preto
Tamanho:	Adulto
Medida da Braçadeira:	52,8 x 14 cm
Abrangência Circunferência do Braço:	18 a 36 cm
Tamanho Manguito:	12 x 22 cm
Fabricante:	BIC DIAGNÓSTICO - Linha Omega
Esfigmomanômetro:	Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final
Garantia:	5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens
Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:	Nº 322 de 11/09/09 e Nº 0029 de 01/02/12
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80540449001.
Código de Barras:	7898523733740