

Ap. Pressão Art. Adulto Argola Nylon Fecho de Contato Preto – BIC



Aparelho de pressão arterial adulto de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato com argola, obtendo um melhor diagnóstico seguro e confiável, testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC, acompanha bolsa exclusiva.

COMPOSIÇÃO:

- **Braçadeira:** Confeccionada em tecido nylon resistente para melhor limpeza e desinfecção;
- **Manguito e tubos:** Fabricados em PVC, testados pelo Controle de Qualidade CBEMED;
- **Manômetro:** Aneróide com escala de 0 a 300 mmHg com anel de proteção aferido pelo Controle de Qualidade CBEMED e com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO;
- **Pera Insufladora:** Fabricado em PVC, com formato ergonômico para maior eficiência no inflar (mais rápido com menor esforço). Possui acabamento liso para melhor desinfecção e anel em metal cromado;
- **Embalagem:** Individual, acompanha bolsa em couro sintético exclusiva, acondicionado em caixa de papelão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Preto
Tamanho:	Adulto
Medida da Braçadeira:	52,8 x 14 cm
Abrangência Circunferência do Braço:	18 a 36 cm
Tamanho Manguito:	12 x 22 cm
Fabricante:	BIC - (Linha Omega)
Garantia:	3 anos contra defeitos de fabricação, exceto braçadeira 1 ano
Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:	Nº 322 de 11/09/09 e Nº 0029 de 01/02/12
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80540449001.