

Braçadeira Adulto BRIM Fecho de Contato - P.A. MED



Braçadeira para aparelho de pressão adulto em BRIM com sistema de fecho de contato. Produto de alta durabilidade e qualidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Bege
Tamanho:	Adulto
Medida da Braçadeira:	52 x 14,5 cm
Abrangência Circunferência do Braço:	18 a 36 cm
Fabricante:	P.A. MED
Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação



CBEMED

www.cbemed.com.br

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL: Nº 322 de 11 setembro de 2009

Registro Ministério da Saúde / ANVISA: 80540449001

Código de Barras: 7898523727862
