

Braçadeira Adulto BRIM Fecho de Metal - P.A. MED



Braçadeira para aparelho de pressão adulto em BRIM com fecho de metal. Produto de alta durabilidade e qualidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor: Bege

Tamanho: Adulto

Medida da Braçadeira: 52 x 14,5 cm

Abrangência Circunferência do Braço: 18 a 36 cm

Fabricante: P.A. MED

Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação



CBEMED

www.cbemed.com.br

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL: Nº 322 de 11 setembro de 2009

Registro Ministério da Saúde / ANVISA: 80540449001

Código de Barras: 7898523727008
