

## Ap. Pressão Adulto BRIM Fecho de Metal– P.A. MED



Aparelho de pressão arterial adulto de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de metal obtendo um diagnóstico seguro e confiável. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade P.A. MED. Acompanha bolsa exclusiva.

### Vantagens e Benefícios:

- Braçadeira confeccionada em tecido BRIM 100% algodão com sistema de fecho de metal;
- Manguito, tubos e pêra fabricados em PVC;
- Manômetro com escala de 0 a 300 mmHg aferido pelo controle de qualidade CBEMED e com selo de verificação inicial individual do INMETRO;
- Válvula em metal cromado facilitando o uso e protegida contra vazamentos de ar.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor:

Bege

Tamanho:

Adulto

<b>Medida da Braçadeira:</b>	52 x 14 cm
------------------------------	------------

<b>Abrangência Circunferência do Braço:</b>	18 a 36 cm
---	------------

<b>Tamanho Manguito:</b>	12 x 22 cm
--------------------------	------------

<b>Fabricante:</b>	P.A. MED
--------------------	----------

<b>Esfigmomanômetro:</b>	Conforme item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contando a partir da data de aquisição pelo detentor final
--------------------------	---

<b>Garantia:</b>	2 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens
------------------	--

<b>Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:</b>	Nº 322 de 11/09/09
---	--------------------

<b>Registro Ministério da Saúde / ANVISA:</b>	80540449001
---	-------------

<b>Código de Barras:</b>	7898523720016
--------------------------	---------------