

**Ap. Pressão Adulto Hospitalar Mesa ou Parede Nylon Fecho de Contato –
BIC DIAGNÓSTICO**



Aparelho de pressão arterial adulto adaptável a mesa ou parede. Pode ser transportado para qualquer ambiente. Esfigmomanômetro aneróide com braçadeira 100% nylon com sistema de fecho de contato. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

Vantagens e Benefícios:

- Braçadeira 100% nylon de alta resistência e qualidade;
- Compartimento traseiro para armazenamento da pêra e do espiral;
- Espiral de longo alcance;
- Visor grande e de fácil visualização.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Azul
-------------	------

Tamanho:	Adulto
-----------------	--------

Modelo da Braçadeira:	Innova Plus Azul
------------------------------	------------------

Medida da Braçadeira:	52,8 x 14 cm
Abrangência Circunferência do Braço:	18 a 36 cm
Tamanho Manguito:	12 x 22 cm
Alongamento Máximo Tubo Espiral:	1,75 cm
Fabricante:	BIC DIAGNÓSTICO
Garantia:	3 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens
Esfigmomanômetro:	Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final
Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:	Nº 328 de 14/09/09 e Nº 0029 de 01/02/12.
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80540449001.
Código de Barras:	7898523735775