

Ap. Pressão Art. Adulto Nylon Fecho de Contato – BIC



Aparelho de pressão arterial adulto de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato obtendo um melhor diagnóstico seguro e confiável, testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC, acompanha bolsa exclusiva.

COMPOSIÇÃO:

- **Braçadeira:** Confeccionada em tecido nylon resistente para melhor limpeza e desinfecção com sistema de fecho em contato;
- **Manguito e tubos:** Fabricados em PVC, testados pelo Controle de Qualidade CBEMED;
- **Manômetro:** Com escala de 0 a 300 mmHg com anel de proteção aferido pelo Controle de Qualidade CBEMED e com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO;
- **Pera Insufladora:** Fabricada em PVC, com acabamento liso para melhor desinfecção e anel com acabamento cromado;
- **Válvula:** Precisa e exclusiva em metal cromado facilitando o uso e protegida contra vazamentos de ar;
- **Embalagem:** Individual, acompanha bolsa em couro sintético exclusiva, acondicionado em caixa de papelão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Azul, Cinza, Rosa, Verde, Vermelho, Vinho, Preto
Tamanho:	Adulto
Medida da Braçadeira:	52 x 14 cm
Abrangência Circunferência do Braço:	18 x 36 cm
Tamanho Manguito:	12 x 22 cm
Fabricante:	BIC - (Linha Innova)
Garantia:	3 anos contra defeitos de fabricação, exceto braçadeira 1 ano
Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:	Nº 322 de 11/09/09.
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80540449001.