

Ap. Pressão Art. Adulto Nylon Fecho de Contato – BIC DIAGNÓSTICO



Aparelho de pressão arterial adulto de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato obtendo um melhor diagnóstico seguro e confiável, testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC. Acompanha bolsa exclusiva.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS:

- Braçadeira confeccionada em tecido nylon resistente para melhor limpeza e desinfecção com sistema de fecho em contato;
- Manguito, tubos e pêra fabricados em PVC;
- Manômetro com escala de 0 a 300 mmHg com anel de proteção aferido pelo Controle de Qualidade CBEMED e com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO;
- Válvula em metal cromado facilitando o uso e protegida contra vazamentos de ar;
- Acompanha Certificado de Verificação do manômetro.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Azul, Cinza, Rosa, Vermelho, Vinho, Preto
Tamanho:	Adulto
Medida da Braçadeira:	52 x 14 cm
Abrangência Circunferência do Braço:	18 x 36 cm
Tamanho Manguito:	12 x 22 cm
Fabricante:	BIC DIAGNÓSTICO - Linha Innova
Esfigmomanômetro:	Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final
Garantia:	5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens
Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:	Nº 322 de 11/09/09.
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80540449001.
Código de Barras:	AP0329: 7898523733344 / AP0330: 7898523733351 / AP0335: 7898523733405 / AP0336: 7898523733412



CBEMED

www.cbemed.com.br