

**Ap. Pressão Art. Adulto Nylon Sem Costura Fecho de Contato – BIC  
DIAGNÓSTICO**



Aparelho de pressão arterial de alta precisão e sensibilidade, 100% nylon sem costura, que proporciona melhor acabamento e evita vazamentos. Produto reutilizável por mais de 10.000 ciclos e testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

**VANTAGENS E BENEFÍCIOS:**

- Braçadeira confeccionada em tecido nylon de alta resistência e com tecnologia inovadora;
- Fecho de contato com dupla camada de gancho;
- Manômetro com escala de 0 a 300 mmHg com anel de proteção;
- Acompanha Certificado de Verificação do manômetro.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

<b>Cor:</b>	Cinza, Preto, Azul Marinho
<b>Tamanho:</b>	Adulto
<b>Medida da Braçadeira:</b>	52 x 14 cm
<b>Abrangência Circunferência do Braço:</b>	18 a 36 cm
<b>Tamanho Manguito:</b>	12 x 22 cm
<b>Fabricante:</b>	BIC DIAGNÓSTICO - Linha Innova Plus
<b>Esfigmomanômetro:</b>	Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final
<b>Garantia:</b>	5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens
<b>Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:</b>	Nº 322 de 11/09/09.
<b>Registro Ministério da Saúde/ ANVISA:</b>	805404449001.
<b>Código de Barras:</b>	AP0843: 7898523733290 / AP0848: 7898523733306 / AP0849: 7898523733313