

## Ap. Pressão Art. Adulto Nylon Sem Costura Fecho de Contato – BIC



Aparelho de pressão arterial de alta precisão e sensibilidade, 100% nylon sem costura, que proporciona melhor acabamento que evita vazamentos, reutilizável por mais de 10.000 vezes, testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC.

### COMPOSIÇÃO:

- **Braçadeira:** Confeccionada em tecido nylon de alta resistência e com tecnologia inovadora;
- **Fecho de contato:** Duplo com 2 camadas de gancho, melhor travamento no braço e não solta ao inflar;
- **Manômetro:** Com escala de 0 a 300 mmHg com anel de proteção, aferido pelo controle de qualidade CBEMED com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO;
- **Embalagem:** Individual, acompanha bolsa em couro sintético, acondicionado em caixa de papelão.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

<b>Cor:</b>	Cinza, Preto, Azul Marinho
<b>Tamanho:</b>	Adulto
<b>Medida da Braçadeira:</b>	52 x 14 cm
<b>Abrangência Circunferência do Braço:</b>	18 a 36 cm
<b>Tamanho Manguito:</b>	12 x 22 cm
<b>Fabricante:</b>	BIC - (Linha Innova Plus)
<b>Garantia:</b>	3 anos contra defeitos de fabricação, exceto braçadeira 1 ano
<b>Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:</b>	Nº 322 de 11/09/09.
<b>Registro Ministério da Saúde/ ANVISA:</b>	805404449001.