

**Aparelho de Pressão Adulto Nylon Fecho de Contato Argola Rodízio – BIC
DIAGNÓSTICO**



Aparelho de pressão adulto adaptável à mesa, parede ou levado para qualquer tipo de ambiente. Modelo rodízio com manômetro aneróide e braçadeira em 100% nylon com sistema de fecho de contato e argola.

Vantagens e Benefícios:

- Trava de segurança com ajuste de altura;
- Visor grande e de fácil visualização;
- Espiral de longo alcance;
- Compartimento traseiro para armazenamento da pêra e braçadeira;
- Manguito em PVC com duas saídas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

| | |
|---|--|
| Cor: | Preto |
| Tamanho: | Adulto |
| Medida da Braçadeira: | 52,8 x 14 cm |
| Abrangência Circunferência do Braço: | 18 a 36 cm |
| Tamanho Manguito: | 12 x 22 cm |
| Tamanho Rodízio: | 0,90 m e máxima 1,50 m |
| Alongamento Máximo Tubo Espiral: | 1,75 cm |
| Peso: | 4,2 kg |
| Fabricante: | BIC DIAGNÓSTICO |
| Esfigmomanômetro: | |
| Garantia: | 3 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens |
| Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL: | Nº 328 de 14/09/09 e Nº 0029 de 01/02/12. |
| Registro Ministério da Saúde / ANVISA: | 80540449001 |



CBEMED

www.cbemed.com.br

Código de Barras:

7898523735614