

Aparelho de Pressão Adulto Nylon Fecho de Contato – P.A. MED



Aparelho de pressão arterial adulto de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato obtendo um diagnóstico seguro e confiável. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade P.A. MED. Acompanha bolsa exclusiva.

Vantagens e Benefícios:

- Braçadeira confeccionada em 100% nylon com sistema de fecho de contato;
- Manguito, tubos e pêra fabricados em PVC;
- Manômetro com escala de 0 a 300 mmHg aferido pelo controle de qualidade CBEMED e com selo de verificação inicial individual do INMETRO;
- Válvula em metal cromado facilitando o uso e protegida contra vazamentos de ar.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Cinza, Azul, Preto, Verde, Roxo, Rosa, Vermelho, Bordo, Bege
Tamanho:	Adulto
Medida da Braçadeira:	52 x 14 cm
Abrangência Circunferência do Braço:	18 a 36 cm
Tamanho Manguito:	12 x 22 cm
Fabricante:	P.A. MED
Garantia:	2 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens
Esfigmomanômetro:	Conforme item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contando a partir da data de aquisição pelo detentor final
Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:	Nº 322 de 11/09/09
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80540449001
Código de Barras:	PA2002 – 7898523720047 / PA2003 – 7898523726407 / PA2004 – 7898523726414 / PA2005 – 7898523726421 / PA2006 – 7898523727251 / PA2008 – 7898523726896 /



CBEMED

www.cbemed.com.br

PA2010 – 7898523737236 / PA2020 –
7898523724168 / PA2021 - 7898523724175