

**Aparelho de Pressão Adulto Nylon Fecho de Metal – P.A. MED**



Aparelho de pressão arterial adulto de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de metal obtendo um diagnóstico seguro e confiável. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade P.A. MED. Acompanha bolsa exclusiva.

**Vantagens e Benefícios:**

- Braçadeira confeccionada em 100% nylon com sistema de fecho de metal;
- Manguito, tubos e pêra fabricados em PVC;
- Manômetro com escala de 0 a 300 mmHg aferido pelo controle de qualidade CBEMED e com selo de verificação inicial individual do INMETRO;
- Válvula em metal cromado facilitando o uso e protegida contra vazamentos de ar.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

<b>Cor:</b>	Bege
<b>Tamanho:</b>	Adulto
<b>Medida da Braçadeira:</b>	52 x 14 cm
<b>Abrangência Circunferência do Braço:</b>	18 a 36 cm
<b>Tamanho Manguito:</b>	12 x 22 cm
<b>Fabricante:</b>	P.A. MED
<b>Garantia:</b>	2 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens
<b>Esfigmomanômetro:</b>	Conforme item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contando a partir da data de aquisição pelo detentor final
<b>Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:</b>	Nº 322 de 11/09/09
<b>Registro Ministério da Saúde / ANVISA:</b>	80540449001
<b>Código de Barras:</b>	7898523720030