

Ap. de Pressão Recém-Nascido Nylon Fecho de Contato – P.A. MED



Aparelho de pressão arterial recém-nascido de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato obtendo um diagnóstico seguro e confiável. produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade P.A. MED. Acompanha bolsa exclusiva.

Vantagens e Benefícios:

- Braçadeira confeccionada em 100% nylon com sistema de fecho de contato;
- Manguito, tubos e pêra fabricados em PVC;
- Manômetro com escala de 0 a 300 mmHg aferido pelo controle de qualidade CBEMED e com selo de verificação inicial individual do INMETRO;
- Válvula em metal cromado facilitando o uso e protegida contra vazamentos de ar.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Bege
Tamanho:	Recém-Nascido
Medida da Braçadeira:	2,0 x 6,5 cm
Abrangência Circunferência do Braço:	6 a 15 cm
Tamanho Manguito:	5 x 9 cm
Fabricante:	P.A. MED
Garantia:	2 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens
Esfigmomanômetro:	Conforme item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contando a partir da data de aquisição pelo detentor final
Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:	Nº 322 de 11/09/09
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80540449001
Código de Barras:	7898523727145