

## Auscultador Unisson Pediátrico – PA MED



Auscultador unisson pediátrico desenvolvido para uso em estetoscópios P.A. MED. Produto de alta durabilidade desenvolvido em liga de alumínio anodizado.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

**Auscultador Unisson  
Pediátrico – PA MED**

**Marca:** PA MED

**Material:** Alumínio Anodizado

**Tamanho do Produto:** 53,6mm

**Garantia:** 6 meses contra defeitos de fabricação



**CBEMED**

[www.cbemed.com.br](http://www.cbemed.com.br)

---

**Registro ANVISA:** 80540449002

**Código de Barras/EAN:** 7898523729767