

## Braçadeira Adulto G Nylon Fecho de - P.A. MED



Braçadeira com manguito para aparelho de pressão adulto G em nylon antialérgico com fecho de contato. Produto de alta durabilidade e qualidade.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

<b>Cor:</b>	Bege
<b>Tamanho:</b>	Adulto G
<b>Medida da Braçadeira:</b>	70cm x 18cm
<b>Abrangência Circunferência do Braço:</b>	34cm a 52cm
<b>Tamanho Manguito:</b>	16cm x 34,5cm

**CBEMED**[www.cbemed.com.br](http://www.cbemed.com.br)**Fabricante:**

P.A. MED

**Garantia:**1 ano contra defeitos de  
fabricação**Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:**Nº 322, de 11 DE setembro DE  
2009**Registro Ministério da Saúde / ANVISA:**

80540449001

**Código de Barras:**

7898523726599