

## Braçadeira Adulto Nylon Fecho de Contato – P.A. MED



Braçadeira para aparelho de pressão adulto em nylon antialérgico com fecho de contato. Produto de alta durabilidade e qualidade.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

<b>Cor:</b>	Bege
<b>Material:</b>	Nylon e PVC
<b>Tamanho:</b>	Adulto
<b>Medida da Braçadeira:</b>	52cm x 14,5cm
<b>Abrangência Circunferência do Braço:</b>	18 a 36 cm

**CBEMED**

[www.cbemed.com.br](http://www.cbemed.com.br)

**Marca:**

P.A. MED

**Garantia:**

1 ano contra defeitos de fabricação

**Código de Barras:**

7898523728081

**Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:**

Nº 322, DE 11 DE setembro DE 2009

**Registro Ministério da Saúde/ ANVISA:**

80540449001