

Braçadeira Adulto G Nylon Fecho de Contato – P.A. MED



Braçadeira para aparelho de pressão adulto G em nylon antialérgico com fecho de contato. Produto de alta durabilidade e qualidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Bege
Material:	Nylon
Tamanho:	Adulto G
Medida da Braçadeira:	70,0 x 18,0 cm

**CBEMED**www.cbemed.com.br**Abrangência Circunferência do Braço:**

34 a 52 cm

Marca:

P.A. MED

Garantia:

1 ano contra defeitos de fabricação

Código de Barras:

7898523726605

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:

Nº 322, de 11 DE setembro DE 2009

Registro Ministério da Saúde/ ANVISA:

80540449001