

Braçadeira Infantil Nylon Fecho de Contato – P.A. MED



Braçadeira para aparelho de pressão infantil em nylon antialérgico com fecho de contato. Produto de alta durabilidade e qualidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Bege
Material:	Nylon e PVC
Tamanho:	Infantil
Medida da Braçadeira:	9,5cm x 28cm

**CBEMED**www.cbemed.com.br**Abrangência Circunferência do Braço:**

10 a 23 cm

Marca:

P.A. MED

Garantia:1 ano contra defeitos de
fabricação**Código de Barras:**

7898523726582

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:Nº 322, de 11 DE
setembro DE 2009**Registro Ministério da Saúde/ ANVISA:**

80540449001