

Braçadeira Infantil Nylon Fecho de Contato – P.A. MED



Braçadeira com manguito para aparelho de pressão infantil em nylon antialérgico com fecho de contato. Produto de alta durabilidade e qualidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Bege
Material:	Nylon e PVC
Tamanho:	Infantil
Medida da Braçadeira:	9,5cm x 28cm

**CBEMED**www.cbemed.com.br

Tamanho Manguito:	15cm x 7,5cm
Abrangência Circunferência do Braço:	10 a 23 cm
Marca:	P.A. MED
Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação
Código de Barras:	7898523726575
Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:	Nº 322, de 11 DE setembro DE 2009
Registro Ministério da Saúde/ ANVISA:	80540449001