

Braçadeira Recém-Nascido Nylon Fecho de Contato – P.A. MED



Braçadeira para aparelho de pressão recém-nascido em nylon antialérgico com fecho de contato. Produto de alta durabilidade e qualidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Bege
Material:	Nylon e PVC
Tamanho:	Recém-Nascido
Medida da Braçadeira:	6,5cm x 20cm
Abrangência Circunferência do Braço:	6cm a 15cm
Marca:	P.A. MED



CBEMED

www.cbemed.com.br

Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação
------------------	-------------------------------------

Código de Barras:	7898523726568
--------------------------	---------------

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:	Nº 322, DE 11 DE setembro DE 2009
---	-----------------------------------

Registro Ministério da Saúde/ ANVISA:	80540449001
--	-------------