

Braçadeira Recém-Nascido Nylon Fecho de Contato – P.A. MED



Braçadeira com manguito para aparelho de pressão recém-nascido em nylon antialérgico com fecho de contato. Produto de alta durabilidade e qualidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Bege
Material:	Nylon e PVC
Tamanho:	Recém-Nascido
Medida da Braçadeira:	6,5cm x 20cm
Abrangência Circunferência do Braço:	6cm a 15cm



CBEMED

www.cbemed.com.br

Marca:

P.A. MED

Garantia:

1 ano contra defeitos de fabricação

Código de Barras:

7898523728104

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:

Nº 322, DE 11 DE setembro DE 2009

Registro Ministério da Saúde/ ANVISA:

80540449001