

## Colchão Ar Pneumático Arcell Comfort Maxxi – 127v ou 220v



Colchão de ar com sistema de alívio de pressão alternada que massageia e estimula os tecidos inativos promovendo a circulação de corrente sanguínea.

Possui ciclos de 6 minutos para inflar e desinflar, alternando a pressão de ar em cada célula, proporcionando alívio ao paciente acamado e reduzindo riscos de danos ao tecido da pele causados por pressão constante.

O método de alívio de pressão alternada é uma das providências comprovadas para prevenção das úlceras de decúbito. A teoria básica envolve movimento. Uma ação suave de massagem ajuda a promover a circulação, eliminando os problemas de pressão contínua em um paciente imóvel.

### **VANTAGENS E BENEFÍCIOS:**

- Baixo consumo de energia;
- Suporta até 180kg
- Possui 18 células infláveis;

- Desenvolvido em Nylon de fácil limpeza e higienização, leve e impermeável.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

**COLCHÃO - HF6002**

**Cor:** Azul

**Modelo:** HF 6002 - Arcell Comfort Maxxi

**Dimensões:** 200 cm Comprimento x 90cm Largura x 11,5cm Comprimento

**Peso do Colchão:** 5,5 Kg

**Capacidade Máxima do Colchão:** 180 kg

**Garantia do Colchão:** 90 dias contra defeito de fabricação

–

–

**COMPRESSOR - HF-A**

**Modelo:** HF-A

**Faixa de Pressão:** 70 - 130 mmHg

**Corrente:** 127V = 70 - 80mA / 220V = 30 - 40mA

<b>Potência e Frequência:</b>	14VA / 60Hz
<b>Volume de Ar:</b>	6 - 7 L/min
<b>Tempo de Cada Ciclo:</b>	6 minutos
<b>Controle do Ajuste de Pressão:</b>	Sim
<b>Dimensões do Compressor:</b>	25 cm comprimento x 13 cm largura x 10 cm altura
<b>Peso do Compressor:</b>	1,6 kg
<b>Voltagem:</b>	127V ou 220V
<b>Comprimento do Cabo de Energia:</b>	3 Metros
<b>Ambiente de Operação, Transporte e Armazenamento:</b>	10 C° a 40 C° / Umidade 10% a 95%
<b>Grau de Proteção:</b>	Classe II - IP21
<b>Marca:</b>	BIC DIAGNÓSTICO
<b>Garantia:</b>	Compressor 1 ano contra defeito de fabricação
<b>Aprovação Portaria INMETRO:</b>	N° 384 de 18 de Dezembro de 2020
<b>Registro Ministério da Saúde / ANVISA:</b>	80540440006



**CBEMED**

[www.cbemed.com.br](http://www.cbemed.com.br)

---

**Código de Barras:**

CO0108: 7898523735065/ CO0109:  
7898523735072