

Colchão Ar Pneumático Arcell Comfort Maxxi – 127v ou 220v



Colchão de ar com sistema de alívio de pressão alternada que massageia e estimula os tecidos inativos promovendo a circulação de corrente sanguínea.

Possui ciclos de 6 minutos para inflar e desinflar, alternando a pressão de ar em cada célula, proporcionando alívio ao paciente acamado e reduzindo riscos de danos ao tecido da pele causados por pressão constante.

O método de alívio de pressão alternada é uma das providências comprovadas para prevenção das úlceras de decúbito. A teoria básica envolve movimento. Uma ação suave de massagem ajuda a promover a circulação, eliminando os problemas de pressão contínua em um paciente imóvel.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS:

- Baixo consumo de energia;
- Suporta até 180kg
- Possui 18 células infláveis;

- Desenvolvido em Nylon de fácil limpeza e higienização, leve e impermeável.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

COLCHÃO - HF6002

Cor: Azul

Modelo: HF 6002 - Arcell Comfort Maxxi

Dimensões: 200 cm Comprimento x 90cm Largura x 11,5cm Comprimento

Peso do Colchão: 5,5 Kg

Capacidade Máxima do Colchão: 180 kg

Garantia do Colchão: 90 dias contra defeito de fabricação

–

–

COMPRESSOR - HF-A

Modelo: HF-A

Faixa de Pressão: 70 - 130 mmHg

Corrente: 127V = 70 - 80mA / 220V = 30 - 40mA

Potência e Frequência:	14VA / 60Hz
Volume de Ar:	6 - 7 L/min
Tempo de Cada Ciclo:	6 minutos
Controle do Ajuste de Pressão:	Sim
Dimensões do Compressor:	25 cm comprimento x 13 cm largura x 10 cm altura
Peso do Compressor:	1,6 kg
Voltagem:	127V ou 220V
Comprimento do Cabo de Energia:	170cm
Ambiente de Operação, Transporte e Armazenamento:	10 C° a 40 C° / Umidade 10% a 95%
Grau de Proteção:	Classe II - IP21
Marca:	BIC DIAGNÓSTICO
Garantia:	Compressor 1 ano contra defeito de fabricação
Aprovação Portaria INMETRO:	N° 384 de 18 de Dezembro de 2020
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80540440006



CBEMED

www.cbemed.com.br

Código de Barras:

CO0108: 7898523735065/ CO0109:
7898523735072