

Conj. Ap. Pressão Art. Adulto Nylon, Argola e Fecho de Contato + Estetoscópio Adulto Duplo Inox – BIC



Esfigmomanômetro com Braçadeira em Nylon, argola e com Fecho de Contato +
Estetoscópio Master Duplo Inox

Aparelho de Pressão Adulto Nylon, com Fecho de Contato e Argola – BIC (Linha Ômega)

Aparelho de pressão arterial adulto de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato com argola, obtendo um melhor diagnóstico seguro e confiável, testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC, acompanha bolsa exclusiva.

COMPOSIÇÃO:

- **Braçadeira:** Confeccionada em tecido nylon resistente para melhor limpeza e desinfecção com sistema de fecho de contato;
- **Manguito e tubos:** Fabricados em PVC, testados pelo Controle de Qualidade CBEMED;
- **Manômetro:** Com escala de 0 a 300 mmHg com anel de proteção, fundo em do manômetro na cor preto e escala na cor branco, aferido pelo Controle de Qualidade CBEMED e com selo de verificação inicial individual pelo INMETRO;
- **Pera Insufladora:** Fabricada em PVC, com acabamento liso para melhor desinfecção e anel com acabamento cromado;

- **Válvula:** Precisa e exclusiva em metal cromado facilitando o uso e protegida contra vazamentos de ar;
- **Embalagem:** Individual, acompanha bolsa em couro sintético exclusiva, acondicionado em caixa de papelão.

Estetoscópio Adulto Duplo Inox Preto – BIC (Linha Eternity)

Estetoscópio Master Duplo Adulto em Aço Inox de alta sensibilidade, possui auscultador duplo para medição cardiológica e pulmonar de alta e baixa frequência, com ótima performance acústica, design avançado para ausculta mais precisa, tubo em Y com isolamento especial para melhor auscultação, olivas macias e anatômicas.

COMPOSIÇÃO:

- **Auscultador:** Aço inox de alta durabilidade e fácil desinfecção, excelente auscultação cardíaca e pulmonar;
- **Anel:** Para evitar o toque e sensação de frio para o paciente;
- **Ângulo:** Biauricular em armação metálica de inox resistente e de alta durabilidade com ajuste automático através de mola de aço.
- **Olivas:** Em silicone, macias e anatômicas com roscas em metal para facilitar a troca;
- **Tubo:** Forma Y em PVC com mola em aço inox integrada;
- **Acessórios:** Acompanha um par de olivas e uma membrana sobressalentes.
- **Embalagem:** Individual, acondicionado em caixa de papelão, acompanha berço em espuma.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

APARELHO DE PRESSÃO

Cor: Preto

Tamanho: Adulto

Medida da Braçadeira: 52,8 x 14 cm

Abrangência Circunferência do Braço: 18 a 36 cm

Tamanho Manguito: 12 x 22 cm

Fabricante: BIC - (Linha Omega)

Garantia: 3 anos contra defeitos de fabricação, exceto braçadeira 1 ano

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL: Nº 322 de 11/09/19 e Nº 0029 de 01/02/12.

Registro Ministério da Saúde / ANVISA: 80540449001.

–

–

ESTETOSCÓPIO

Cor: Preto

Tamanho:	Adulto
Diâmetro Auscultador Cardiológico/Pulmonar:	4,8 cm / 3,8 cm
Tamanho Tubo:	65 cm
Peso:	0,390 kg
Acompanha Manual de Instruções:	Sim
Fabricante:	BIC - (Linha Eternity)
Garantia:	5 anos contra defeitos de fabricação
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80540449003.