

**Conj. Ap. Pressão Art. Adulto Nylon Fecho de Contato + Estetoscópio
Adulto Duplo – BIC DIAGNÓSTICO**



Aparelho de Pressão Adulto Nylon com Fecho de Contato – Innova

Aparelho de pressão arterial adulto de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato obtendo um diagnóstico seguro e confiável, testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC. Braçadeira confeccionada em 100% nylon manguito e pêra em PVC. Manômetro com escala de 0 a 300 mmHg.

Acompanha bolsa exclusiva.

Estetoscópio Adulto Duplo – Efficace

Estetoscópio duplo indicado para verificação de sinais vitais e para auxiliar na aferição de pressão arterial e serviços de triagem. É utilizado para realizar ausculta de alta e baixa frequência, pois seu auscultador duplo permite ser usado em função dupla.

Detalhes:

- Auscultador duplo para sons de alta e baixa frequência;
- Anel anti-frio para evitar toque e sensação de frio ao paciente;
- Hastes leves e resistentes, que proporcionam mais ergonomia e desempenho;
- Olivas macias em silicone que se ajustam ao canal auditivo;
- Acabamento em liga de alumínio anodizado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

APARELHO DE PRESSÃO

Cor: Azul Marinho, Cinza, Rosa, Vermelho, Vinho, Preto

Tamanho: Adulto

Medida da Braçadeira: 52 x 14 cm

Abrangência Circunferência do Braço: 18 a 36 cm

Tamanho Manguito: 12 x 22 cm

Fabricante: BIC DIAGNÓSTICO - Linha Innova

Garantia: 5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL: Nº 322 de 11/09/09.

Esfigmomanômetro: Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final

Registro Ministério da Saúde / ANVISA: 80540449001.

-

-

ESTETOSCÓPIO**Cor:** Azul Marinho, Cinza, Rosa, Vermelho, Vinho, Preto**Tamanho:** Adulto**Diâmetro Auscultador Cardiológico/Pulmonar:** 4,5 cm / 3,2 cm**Tamanho Tubo:** 65 cm**Peso:** 0.100 kg**Acompanha Manual de Instruções:** Sim**Fabricante:** BIC DIAGNÓSTICO - Linha Efficace**Garantia:** 3 anos contra defeitos de fabricação**Registro Ministério da Saúde / ANVISA:** 80540449002.**Código de Barras do Conjunto:** CJ0742: 7898523732842 / CJ0743:
7898523732859 / CJ0744:
7898523732866 / CJ0746:
7898523732880 / CJ0747:
7898523732897