

**Conj. Ap. Pressão Art. Adulto Nylon Fecho de Contato + Estetoscópio Adulto Duplo – BIC DIAGNÓSTICO**



**Aparelho de Pressão Adulto Nylon com Fecho de Contato – Innova**

Aparelho de pressão arterial adulto de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato obtendo um diagnóstico seguro e confiável, testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC. Braçadeira confeccionada em 100% nylon manguito e pêra em PVC. Manômetro com escala de 0 a 300 mmHg.

Acompanha bolsa exclusiva.

**Estetoscópio Adulto Duplo – Efficace**

Estetoscópio duplo indicado para verificação de sinais vitais e para auxiliar na aferição de pressão arterial e serviços de triagem. É utilizado para realizar ausculta de alta e baixa frequência, pois seu auscultador duplo permite ser usado em função dupla.

**Detalhes:**

- Auscultador duplo para sons de alta e baixa frequência;
- Anel anti-frio para evitar toque e sensação de frio ao paciente;
- Hastes leves e resistentes, que proporcionam mais ergonomia e desempenho;
- Olivas macias em silicone que se ajustam ao canal auditivo;
- Acabamento em liga de alumínio anodizado.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

**APARELHO DE PRESSÃO**

**Cor:** Azul Marinho, Cinza, Vinho, Preto

**Tamanho:** Adulto

**Medida da Braçadeira:** 52 x 14 cm

**Abrangência Circunferência do Braço:** 18 a 36 cm

**Tamanho Manguito:** 12 x 22 cm

**Fabricante:** BIC DIAGNÓSTICO - Linha Innova

**Garantia:** 5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

**Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:** Nº 322 de 11/09/09.

**Esfigmomanômetro:** Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final

**Registro Ministério da Saúde / ANVISA:** 80540449001.

—

—

**ESTETOSCÓPIO**

**Cor:** Azul Marinho, Cinza, Rosa, Vermelho, Vinho, Preto

**Tamanho:** Adulto

**Diâmetro Auscultador Cardiológico/Pulmonar:** 4,5 cm / 3,2 cm

**Tamanho Tubo:** 65 cm

**Peso:** 0.100 kg

**Acompanha Manual de Instruções:** Sim

**Fabricante:** BIC DIAGNÓSTICO - Linha Efficace

**Garantia:** 3 anos contra defeitos de fabricação

**Registro Ministério da Saúde / ANVISA:** 80540449002.

**Código de Barras do Conjunto:** CJ0742: 7898523732842 / CJ0743:  
7898523732859 / CJ0746:  
7898523732880 / CJ0747:  
7898523732897