

**Conj. Ap. Pressão Art. Adulto Nylon Fecho de Contato + Estetoscópio
Adulto Standard – BIC DIAGNÓSTICO**



Aparelho de Pressão Adulto Nylon com Fecho de Contato - Innova

Aparelho de pressão arterial adulto de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato obtendo um diagnóstico seguro e confiável, testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC. Braçadeira confeccionada em 100% nylon manguito e pêra em PVC. Manômetro com escala de 0 a 300 mmHg.

Acompanha bolsa exclusiva.

Estetoscópio Adulto Standard - Efficace

Estetoscópio standard (simples) com ângulo de alumínio utilizado realizar a ausculta cardíaca. Excelente sensibilidade e facilidade de desinfecção.

Vantagens e Benefícios:

- Auscultador em liga de alumínio anodizado realiza auscultação precisa de sons de baixa e alta frequência cardíaca;
- Anel em PVC para melhor travamento da membrana;
- Ângulo em mola em aço especial para ajustar o estetoscópio sem pressionar os ouvidos;
- Olivas macias e anatômicas em silicone atóxico;

- Tubo em Y fabricado em PVC.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**APARELHO DE PRESSÃO**

Cor: Azul Royal, Azul Marinho, Cinza, Rosa, Verde, Vermelho, Vinho, Preto

Tamanho: Adulto

Medida da Braçadeira: 52 x 14 cm

Abrangência Circunferência do Braço: 18 x 36 cm

Tamanho Manguito: 12 x 22 cm

Fabricante: BIC DIGNÓSTICO - Linha Innova

Garantia: 5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL: Nº 322 de 11/09/09.

Registro Ministério da Saúde / ANVISA: 80540449001.

Esfigmomanômetro: Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano,

contado a partir da data de aquisição pelo detentor final

-

-

ESTETOSCÓPIO

Tamanho: Adulto

Diâmetro Auscultador Cardiológico: 4,5 cm

Tamanho Tubo: 65 cm

Peso: 0.127 kg

Fabricante: BIC DIAGNÓSTICO - Linha Efficace

Acompanha Manual de Instruções: Sim

Garantia: 3 anos contra defeitos de fabricação

Registro Ministério da Saúde / ANVISA: 80540449002.

Código de Barras do Conjunto: CJ0412: 7898523725868 / CJ0421:
7898523732903 / CJ0422: 7898523732910
/ CJ0425: 7898523732941 / CJ0426:
7898523732958