

**Conj. Ap. Pressão Art. Adulto Nylon Fecho de Contato + Estetoscópio  
Adulto Standard – BIC DIAGNÓSTICO**



**Aparelho de Pressão Adulto Nylon com Fecho de Contato - Innova**

Aparelho de pressão arterial adulto de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato obtendo um diagnóstico seguro e confiável, testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC. Braçadeira confeccionada em 100% nylon manguito e pêra em PVC. Manômetro com escala de 0 a 300 mmHg.

Acompanha bolsa exclusiva.

**Estetoscópio Adulto Standard - Efficace**

Estetoscópio standard (simples) com ângulo de alumínio utilizado realizar a ausculta cardíaca. Excelente sensibilidade e facilidade de desinfecção.

**Vantagens e Benefícios:**

- Auscultador em liga de alumínio anodizado realiza auscultação precisa de sons de baixa e alta frequência cardíaca;
- Anel em PVC para melhor travamento da membrana;
- Ângulo em mola em aço especial para ajustar o estetoscópio sem pressionar os ouvidos;
- Olivas macias e anatômicas em silicone atóxico;

- Tubo em Y fabricado em PVC.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

**APARELHO DE PRESSÃO**

**Cor:** Azul Royal, Azul Marinho, Cinza, Vinho, Preto

**Tamanho:** Adulto

**Medida da Braçadeira:** 52 x 14 cm

**Abrangência Circunferência do Braço:** 18 x 36 cm

**Tamanho Manguito:** 12 x 22 cm

**Fabricante:** BIC DIGNÓSTICO - Linha Innova

**Garantia:** 5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

**Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:** Nº 322 de 11/09/09.

**Registro Ministério da Saúde / ANVISA:** 80540449001.

**Esfigmomanômetro:** Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano,

contado a partir da data de aquisição pelo detentor final

-

-

**ESTETOSCÓPIO****Tamanho:**

Adulto

**Diâmetro Auscultador Cardiológico:**

4,5 cm

**Tamanho Tubo:**

65 cm

**Peso:**

0.127 kg

**Fabricante:**

BIC DIAGNÓSTICO - Linha Efficace

**Acompanha Manual de Instruções:**

Sim

**Garantia:**

3 anos contra defeitos de fabricação

**Registro Ministério da Saúde / ANVISA:**

80540449002.

**Código de Barras do Conjunto:**

CJ0412: 7898523725868 / CJ0421:  
7898523732903 / CJ0422:  
7898523732910/ CJ0425:  
7898523732941/ CJ0426: 7898523732958