

Conj. Ap. Pressão Art. Adulto Nylon Fecho de Metal + Estetoscópio Adulto Duplo – BIC DIAGNÓSTICO



Aparelho de Pressão Adulto Nylon com Fecho de Metal– Innova

Aparelho de pressão arterial adulto de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de metal obtendo um diagnóstico seguro e confiável, testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC. Braçadeira confeccionada em 100% nylon manguito e pêra em PVC. Manômetro com escala de 0 a 300 mmHg.

Acompanha bolsa exclusiva.

Estetoscópio Adulto Duplo – Efficace

Estetoscópio duplo é um aparelho indicado para verificação de sinais vitais, auxilia na aferição de pressão arterial e serviços de triagem. É utilizado para realizar a ausculta de alta e baixa frequência, seu auscultador duplo permite ser usado em dupla função.

Detalhes:

- Auscultador duplo que permite auscultação de sons em alta e baixa frequência;
- Anel anti-frio para evitar o toque e sensação de frio ao paciente;
- Hastes leves e mais resistentes, que proporciona mais ergonomia e desempenho;
- Olivas macias em silicone que se ajustam ao canal auditivo;

- Acabamento em liga de alumínio anodizado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

APARELHO DE PRESSÃO

Cor: Azul Marinho, Preto, Cinza, Rosa, Verde, Vermelho, Vinho

Tamanho: Adulto

Medida da Braçadeira: 52 x 14 cm

Abrangência Circunferência do Braço: 18 a 36 cm

Tamanho Manguito: 12 x 22 cm

Fabricante: BIC DIGNÓSTICO - Linha Innova

Garantia: 5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL: Nº 322 de 11/09/09.

Registro Ministério da Saúde / ANVISA: 80540449001.

Esfigmomanômetro: Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica

uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final

-

-

ESTETOSCÓPIO

Cor: Azul Marinho, Cinza, Rosa, Verde, Vermelho, Vinho, Preto

Tamanho: Adulto

Diâmetro Auscultador Cardiológico/Pulmonar: 4,5 cm / 3,2 cm

Tamanho Tubo: 65 cm

Peso: 0.100 kg

Acompanha Manual de Instruções: Sim

Fabricante: BIC DIAGNÓSTICO - Linha Efficace

Garantia: 3 anos contra defeitos de fabricação

Registro Ministério da Saúde / ANVISA: 80540449002

Código de Barras do Conjunto: CJ0619: 7898523733092 / CJ0620:
7898523733108 / CJ0622:
7898523733122 / CJ0623:
7898523733139 / CJ0624:
7898523733146