

**Conj. Ap. Pressão Art. Adulto Nylon Fecho de Metal + Estetoscópio
Adulto Standard – BIC DIAGNÓSTICO**



Aparelho de Pressão Adulto Nylon com Fecho de Metal– Innova

Aparelho de pressão arterial adulto de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de metal obtendo um diagnóstico seguro e confiável, testado rigorosamente pelo controle de qualidade BIC. Braçadeira confeccionada em 100% nylon manguito e pêra em PVC. Manômetro com escala de 0 a 300 mmHg.

Acompanha bolsa exclusiva.

Estetoscópio Adulto Standard – Efficace

Estetoscópio standard (simples) com ângulo de alumínio utilizado realizar a ausculta cardíaca. Excelente sensibilidade e facilidade de desinfecção.

Detalhes:

- Auscultador em liga de alumínio anodizado realiza auscultação precisa de sons de baixa e alta frequência cardíaca;
- Anel em PVC para melhor travamento da membrana;
- Ângulo em mola em aço especial para ajustar o estetoscópio sem pressionar os ouvidos;
- Olivas macias e anatômicas em silicone atóxico;

- Tubo em Y fabricado em PVC.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

APARELHO DE PRESSÃO

Cor: Preto

Tamanho: Adulto

Medida da Braçadeira: 52 x 14 cm

Abrangência Circunferência do Braço: 18 a 36 cm

Tamanho Manguito: 12 x 22 cm

Fabricante: BIC DIAGNÓSTICO - Linha Innova

Garantia: 5 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL: Nº 322 de 11/09/09.

Registro Ministério da Saúde / ANVISA: 80540449001.

Esfigmomanômetro: Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano,

contado a partir da data de aquisição pelo detentor final

-

-

ESTETOSCÓPIO**Cor:**

Preto

Tamanho:

Adulto

Diâmetro Auscultador Cardiológico:

4,5 cm

Tamanho Tubo:

65 cm

Peso:

0.127 kg

Fabricante:

BIC DIAGNÓSTICO - Linha Efficace

Acompanha Manual de Instruções:

Sim

Garantia:

3 anos contra defeitos de fabricação

Registro Ministério da Saúde / ANVISA:

80540449002.

Código de Barras do Conjunto:

CJ0324: 7898523733085