

Conj. Ap. Pressão Art. Nylon Metal + Estetoscópio Adulto Unisson Preto - P.A. MED

Ap. Pressão Adulto Nylon Fecho de Metal – P.A. MED



Aparelho de pressão arterial adulto 100% nylon de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de metal obtendo um diagnóstico seguro e confiável. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade P.A. MED.

Estetoscópio Adulto Unisson – P.A. MED

Estetoscópio unisson adulto para auscultação de sons corporais e cardíacos produzido material de alta resistência e durabilidade.

Detalhes:

- Produzido em alumínio anodizado de alta durabilidade;
- Olivas anatômicas em silicone macio;
- Tubo em PVC flexível.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**APARELHO DE PRESSÃO****Cor:** Cinza**Material:** Nylon**Tamanho:** Adulto**Medida da Braçadeira:** 52 x 14 cm**Tamanho Manguito:** 12 x 22 cm**Fabricante:** P.A. MED**Abrangência Circunferência do Braço:** 18 a 36 cm**Garantia:** 2 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens**Aprovação Portaria INMETRO/DIMEL:** Nº 322 de 11/09/09**Aprovação Ministério da Saúde/ANVISA:** 805404449001**Esfigmomanômetro:** Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final

-

-

ESTETOSCÓPIO**Cor:**

Preto

Material:

Alumínio Anodizado

Tamanho:

Adulto

Diâmetro Auscultador Cardiológico:

4,5 cm

Comprimento Total:

65 cm

Acompanha Manual de Instruções:

Sim

Fabricante:

P.A. MED

Garantia:

2 anos contra defeitos de fabricação

Registro Ministério da Saúde / ANVISA:

80540449002

Código de Barras do Conjunto:

7898523739391