

Conj. Ap. Pressão Adulto BRIM Fecho de Contato + Estetoscópio Adulto Duosson - P.A. MED



Ap. Pressão Adulto BRIM Fecho de Contato – P.A. MED

Aparelho de pressão arterial adulto BRIM 100% algodão de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato obtendo um diagnóstico seguro e confiável. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade P.A. MED.

Estetoscópio Adulto Duosson – P.A. MED

Estetoscópio pediátrico Duosson utilizado para ausculta de sons cardíacos e pulmonares. Possui auscultador Duo-Sonic permitindo dupla função. Produto produzido com material de alta durabilidade e qualidade.

Detalhes:

- Produzido em alumínio anodizado de alta resistência;
- Tubo em PVC flexível;
- Olivas anatômicas e macias;
- Auscultador duplo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

APARELHO DE PRESSÃO

Cor:	Bege
Material:	BRIM
Tamanho:	Adulto
Medida da Braçadeira:	52 x 14 cm
Tamanho Manguito:	12 x 22 cm
Fabricante:	P.A. MED
Abrangência Circunferência do Braço:	18 a 36 cm
Garantia:	2 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens
Aprovação Portaria INMETRO/DIMEL:	Nº 322 de 11/09/09
Aprovação Ministério da Saúde/ANVISA:	805404449001
Esfigmomanômetro:	Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final

-

-

ESTETOSCÓPIO**Cor:**

Preto

Material:

Alumínio Anodizado

Tamanho:

Adulto

Diâmetro Auscultador Cardiológico/Pulmonar:

4,6 cm / 3,0 cm

Comprimento Total:

65 cm

Acompanha Manual de Instruções:

Sim

Fabricante:

P.A. MED

Garantia:

2 anos contra defeitos de fabricação

Registro Ministério da Saúde / ANVISA:

80540449002

Código de Barras do Conjunto:

7898523727015