

Conj. Ap. Pressão Adulto Nylon Fecho de Contato + Estetoscópio Adulto Duosson - P.A. MED



Ap. Pressão Adulto Nylon Fecho de Contato – P.A. MED

Aparelho de pressão arterial adulto 100% nylon de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato obtendo um diagnóstico seguro e confiável. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade P.A. MED.

Estetoscópio Adulto Duosson – P.A. MED

Estetoscópio pediátrico Duosson utilizado para ausculta de sons cardíacos e pulmonares. Possui auscultador Duo-Sonic permitindo dupla função. Produto produzido com material de alta durabilidade e qualidade.

Detalhes:

- Produzido em alumínio anodizado de alta resistência;
- Tubo em PVC flexível;
- Olivas anatômicas e macias;
- Auscultador duplo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

APARELHO DE PRESSÃO

Cor: Bege, Azul, Preto, Verde, Roxo, Rosa, Vermelho, Bordô, Cinza

Material: Nylon

Tamanho: Adulto

Medida da Braçadeira: 52 x 14 cm

Tamanho Manguito: 12 x 22 cm

Fabricante: P.A. MED

Abrangência Circunferência do Braço: 18 a 36 cm

Garantia: 2 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

Aprovação Portaria INMETRO/DIMEL: Nº 322 de 11/09/09

Aprovação Ministério da Saúde/ANVISA: 805404449001

Esfigmomanômetro: Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma

vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final

-

-

ESTETOSCÓPIO**Cor:**

Preto, Rosa, Verde, Bordo, Roxo

Material:

Alumínio Anodizado

Tamanho:

Adulto

Diâmetro Auscultador Cardiológico/Pulmonar:

4,6 cm / 3,0 cm

Comprimento Total:

65 cm

Fabricante:

P.A. MED

Garantia:

2 anos contra defeitos de fabricação

Registro Ministério da Saúde / ANVISA:

80540449002

Código de Barras do Conjunto:CJPA200 – 7898523726117 / CJPA201 –
7898523726124 / CJPA202 –
7898523726131 / CJPA203 –
7898523726148 / CJPA209 –
7898523727343 / CJPA225 –
7898523725158 / CJPA405 -
7898523739315