

Conj. Ap. Pressão Adulto Nylon Fecho de Contato + Estetoscópio Adulto Unisson - P.A. MED



Ap. Pressão Adulto Nylon Fecho de Contato – P.A. MED

Aparelho de pressão arterial adulto 100% nylon de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato obtendo um diagnóstico seguro e confiável. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade P.A. MED.

Estetoscópio Adulto Unisson – P.A. MED

Estetoscópio unisson adulto para auscultação de sons corporais e cardíacos produzido em material de alta resistência e durabilidade.

Detalhes:

- Produzido em alumínio anodizado de alta durabilidade;
- Olivas anatômicas em silicone macio;
- Tubo em PVC flexível.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

APARELHO DE PRESSÃO

Cor: Bege, Roxo, Bordo, Verde, Roxo, Preto

Material: Nylon

Tamanho: Adulto

Medida da Braçadeira: 52 x 14 cm

Tamanho Manguito: 12 x 22 cm

Fabricante: P.A. MED

Abrangência Circunferência do Braço: 18 a 36 cm

Garantia: 2 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

Aprovação Portaria INMETRO/DIMEL: Nº 322 de 11/09/09

Aprovação Ministério da Saúde/ANVISA: 805404449001

Esfigmomanômetro: Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final

-

-

ESTETOSCÓPIO**Cor:** Cinza, Roxo, Bordo, Verde, Roxo, Preto**Material:** Alumínio Anodizado**Tamanho:** Adulto**Diâmetro Auscultador Cardiológico:** 4,5 cm**Comprimento Total:** 65 cm**Acompanha Manual de Instruções:** Sim**Fabricante:** P.A. MED**Garantia:** 2 anos contra defeitos de fabricação**Registro Ministério da Saúde / ANVISA:** 80540449002**Código de Barras do Conjunto:** CIPA100 – 7898523726070 / CIPA101 – 7898523726087 / CIPA102 – 7898523726094 / CIPA103 – 7898523726100 / CIPA107 – 7898523725141 / CIPA210 - 7898523727374