

Conj. Ap. Pressão Adulto Nylon Fecho de Contato + Estetoscópio Adulto Unisson - P.A. MED



Ap. Pressão Adulto Nylon Fecho de Contato – P.A. MED

Aparelho de pressão arterial adulto 100% nylon de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato obtendo um diagnóstico seguro e confiável. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade P.A. MED.

Estetoscópio Adulto Unisson – P.A. MED

Estetoscópio unisson adulto para auscultação de sons corporais e cardíacos produzido em material de alta resistência e durabilidade.

Detalhes:

- Produzido em alumínio anodizado de alta durabilidade;
- Olivas anatômicas em silicone macio;
- Tubo em PVC flexível.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

APARELHO DE PRESSÃO

Cor: Bege, Roxo, Bordo, Verde, Roxo, Preto, Cinza

Material: Nylon

Tamanho: Adulto

Medida da Braçadeira: 52 x 14 cm

Tamanho Manguito: 12 x 22 cm

Fabricante: P.A. MED

Abrangência Circunferência do Braço: 18 a 36 cm

Garantia: 2 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

Aprovação Portaria INMETRO/DIMEL: Nº 322 de 11/09/09

Aprovação Ministério da Saúde/ANVISA: 805404449001

Esfigmomanômetro: Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma

vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final

-

-

ESTETOSCÓPIO**Cor:**

Roxo, Bordo, Verde, Roxo, Preto

Material:

Alumínio Anodizado

Tamanho:

Adulto

Diâmetro Auscultador Cardiológico:

4,5 cm

Comprimento Total:

65 cm

Acompanha Manual de Instruções:

Sim

Fabricante:

P.A. MED

Garantia:

2 anos contra defeitos de fabricação

Registro Ministério da Saúde / ANVISA:

80540449002

Código de Barras do Conjunto:CJPA100 – 7898523726070 / CJPA101 –
7898523726087 / CJPA102 –
7898523726094 / CJPA103 –
7898523726100 / CJPA107 –
7898523725141 / CJPA210 –
7898523727374 / CJPA404 -
7898523739308



CBEMED

www.cbemed.com.br