

Conj. Ap. Pressão Adulto Nylon Fecho de Contato + Estetoscópio Rappaport - P.A. MED



Ap. Pressão Adulto Nylon Fecho de Contato – P.A. MED

Aparelho de pressão arterial adulto 100% nylon de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato obtendo um diagnóstico seguro e confiável. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade P.A. MED.

Estetoscópio Rappaport – P.A. MED

Estetoscópio indicado para ausculta cardíaca e pulmonar. Equipamento com tubo duplo para ausculta mais precisa e eficaz, com 5 diferentes tipos de auscultadores usados para detectar sons de baixa e alta frequência com melhor distinção.

Detalhes:

- Design Diferenciado;
- Produzido em metal de alta durabilidade;
- Olivas em formato anatômico e PVC macio;
- Acompanha acessórios.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

APARELHO DE PRESSÃO

Cor: Bege, Azul, Preto, Verde, Roxo, Rosa, Vermelho, Bordo

Material: Nylon

Tamanho: Adulto

Medida da Braçadeira: 52 x 14 cm

Tamanho Manguito: 12 x 22 cm

Fabricante: P.A. MED

Abrangência Circunferência do Braço: 18 a 36 cm

Garantia: 2 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

Aprovação Portaria INMETRO/DIMEL: Nº 322 de 11/09/09

Aprovação Ministério da Saúde/ANVISA: 805404449001

Esfigmomanômetro: Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma

vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final

-

-

ESTETOSCÓPIO

Cor:

Preto, Bordo, Azul, Rosa, Verde, Vermelho

Material:

Alumínio Anodizado

Tamanho:

Adulto

Diâmetro Auscultador Cardiológico:

4,5 cm

Comprimento Total:

65 cm

Acompanha Manual de Instruções:

Sim

Fabricante:

P.A. MED

Garantia:

2 anos contra defeitos de fabricação

Registro Ministério da Saúde / ANVISA:

80540449002

Código de Barras do Conjunto:

CJPA204 – 7898523727268 / CJPA205 – 7898523727305 / CJPA206 – 7898523727312 / CJPA207 – 7898523727329 / CJPA208 – 7898523727336 / CJPA224 – 7898523726889 / CJPA231 –



CBEMED

www.cbemed.com.br

7898523724960 / CIPA232 -
7898523724977