

**Conj. Ap. Pressão Adulto Nylon Fecho de Contato + Estetoscópio Rappaport - P.A. MED**



**Ap. Pressão Adulto Nylon Fecho de Contato – P.A. MED**

Aparelho de pressão arterial adulto 100% nylon de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato obtendo um diagnóstico seguro e confiável. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade P.A. MED.

**Estetoscópio Rappaport – P.A. MED**

Estetoscópio indicado para ausculta cardíaca e pulmonar. Equipamento com tubo duplo para ausculta mais precisa e eficaz, com 5 diferentes tipos de auscultadores usados para detectar sons de baixa e alta frequência com melhor distinção.

O Rappaport P.A. MED pode ser utilizado em combinações recém-nascido, adulto e pediátrico devido às olivas e diafragmas de conversão.

**Detalhes:**

- Design Diferenciado;
- Produzido em metal de alta durabilidade;
- Olivas em formato anatômico e PVC macio;
- Acompanha acessórios.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

**APARELHO DE PRESSÃO**

**Cor:** Bege, Azul, Preto, Verde, Roxo, Rosa, Vermelho, Bordo, Cinza

**Material:** Nylon

**Tamanho:** Adulto

**Medida da Braçadeira:** 52 x 14 cm

**Tamanho Manguito:** 12 x 22 cm

**Fabricante:** P.A. MED

**Abrangência Circunferência do Braço:** 18 a 36 cm

**Garantia:** 2 anos contra defeitos de fabricação do manômetro / Consultar manual de instruções para outros itens

**Aprovação Portaria INMETRO/DIMEL:** Nº 322 de 11/09/09

**Aprovação Ministério da Saúde/ANVISA:** 805404449001

**Esfigmomanômetro:** Conforme o item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma

vez por ano, contado a partir da data de aquisição pelo detentor final

-

-

**ESTETOSCÓPIO**

**Cor:** Preto, Bordo, Azul, Rosa, Verde, Vermelho

**Material:** Alumínio Anodizado

**Tamanho:** Adulto

**Diâmetro Auscultador Cardiológico:** 4,5 cm

**Comprimento Total:** 65 cm

**Acompanha Manual de Instruções:** Sim

**Fabricante:** P.A. MED

**Garantia:** 2 anos contra defeitos de fabricação

**Registro Ministério da Saúde / ANVISA:** 80540449002

**Código de Barras do Conjunto:** CIPA204 – 7898523727268 / CIPA205 – 7898523727305 / CIPA206 – 7898523727312 / CIPA207 – 7898523727329 / CIPA208 – 7898523727336 / CIPA224 – 7898523726889 / CIPA231 – 7898523724960 / CIPA232 –



**CBEMED**

[www.cbemed.com.br](http://www.cbemed.com.br)

7898523724977 / CIPA406 -  
7898523739322