

Estetoscópio Adulto Duplo – BIC DIAGNÓSTICO



Estetoscópio duplo indicado para verificação de sinais vitais e auxílio na aferição de pressão arterial nos serviços de triagem. É utilizado para realizar a ausculta de alta e baixa frequência, pois seu auscultador duplo permite ser usado em dupla função.

Vantagens e Benefícios:

- Auscultador duplo que permite auscultação de sons em alta e baixa frequência;
- Anel anti-frio para evitar o toque e sensação de frio ao paciente;
- Hastes leves e mais resistentes, que proporciona mais ergonomia e desempenho;
- Olivas macias em silicone que se ajustam ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca cria uma excelente vedação acústica;
- Acabamento em liga de alumínio anodizado;
- Acompanha acessórios sobressalentes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Azul, Cinza, Rosa, Verde, Vinho, Preto
Tamanho:	Adulto
Diametro Auscultador Cardiológico/Pulmonar:	4,5 cm / 3,2 cm
Acessórios:	Acompanha par de olivas e uma membrana sobressalente
Comprimento total:	77 cm
Peso:	+/- 0,110g
Acompanha Manual de Instruções:	Sim
Fabricante:	BIC DIAGNÓSTICO - (Linha Efficace)
Garantia:	3 anos contra defeitos de fabricação
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80540449002.
Código de Barras:	ES1222: 7898523732781 / ES1224: 7898523732798 / ES1225: 7898523732804 / ES1227: 7898523732811 / ES1229: 7898523732828 / ES1230: 7898523732835