

Estetoscópio Adulto Duplo – BIC



Estetoscópio duplo é um aparelho indicado para verificação de sinais vitais, auxilia na aferição de pressão arterial e serviços de triagem. É utilizado para realizar a ausculta de alta e baixa frequência, seu auscultador duplo permite ser usado em dupla função.

COMPOSIÇÃO:

- **Auscultador:** Cabeça dupla permite auscultação de sons em alta e baixa frequência;
- **Anel:** Possui anel anti frio para evitar o toque e sensação de frio ao paciente;
- **Hastes:** São leves e mais resistentes, que proporciona mais ergonomia e desempenho;
- **Olivas:** Macias em silicone que se ajustam ao canal auditivo, permitindo maior conforto e seu encaixe sem rosca cria uma excelente vedação acústica;
- **Acabamento:** É em liga de alumínio anodizado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Azul, Cinza, Rosa, Verde, Vinho, Preto
Tamanho:	Adulto
Diametro Auscultador Cardiológico/Pulmonar:	4,5 cm / 3,2 cm
Comprimento total:	77 cm
Peso:	+/- 0,110g
Acompanha Manual de Instruções:	Sim
Fabricante:	BIC - (Linha Efficace)
Garantia:	3 anos contra defeitos de fabricação
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80540449002.