

Estetoscópio Adulto Standard – BIC DIAGNÓSTICO



Estetoscópio standard (simples) com ângulo de alumínio utilizado realizar a ausculta cardíaca. Excelente sensibilidade e facilidade de desinfecção.

Vantagens e Benefícios:

- Auscultador em liga de alumínio anodizado realiza auscultação precisa de sons de baixa e alta frequência cardíaca;
- Anel em PVC para melhor travamento da membrana;
- Ângulo em mola em aço especial para ajustar o estetoscópio sem pressionar os ouvidos;
- Olivas macias e anatômicas em silicone atóxico;
- Tubo em Y fabricado em PVC.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Cor:	Azul, Rosa, Verde, Vinho, Preto Total, Cinza
Tamanho:	Adulto
Diâmetro Auscultador Cardiológico:	4,5 cm
Comprimento total:	75 cm
Peso:	+/- 0,130g
Fabricante:	BIC DIAGNÓSTICO - (Linha Efficace)
Acompanha Manual de Instruções:	Sim
Garantia:	3 anos contra defeitos de fabricação
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80540449002.
Código de Barras:	ES1122: 7898523732729 / ES1124: 7898523732736 / ES1125: 7898523732743 / ES1127: 7898523732750 / ES1129: 7898523732767 / ES1130: 7898523732774