

## **Estetoscópio Cardiológico Eternity Inox Preto – BIC DIAGNÓSTICO**



Estetoscópio cardiológico com ótima performance acústica, auscultador em aço inox e design avançado para ausculta mais precisa. Seu diafragma é de alta sensibilidade e campânula é desenvolvida em aço inox para ausculta de alta e baixa frequência. Tubo em Y com isolamento especial para melhor auscultação.

### **VANTAGENS E BENEFÍCIOS:**

- Auscultador aço inox de alta durabilidade com anel em PVC para sistema de trava do diafragma, realiza auscultação precisas de sons de baixa e alta frequência;
- Ângulo biauricular em armação metálica de inox resistente de alta durabilidade com ajuste automático através de mola de aço.
- Olivas rosqueáveis, formato anatômico em PVC macio e atóxico.
- Tubo em formato Y em PVC flexível e atóxico;
- Diafragma/Membrana de alta sensibilidade em fibra de vidro.
- Acompanha acessórios sobressalentes.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

<b>Cor:</b>	Preto com aço escovado
<b>Tamanho:</b>	Adulto
<b>Diametro Auscultador Cardiológico/Pulmonar:</b>	4,8 cm / 3,5 cm
<b>Tamanho Tubo:</b>	65 cm
<b>Peso:</b>	0,390 g
<b>Fabricante:</b>	BIC - (Linha Eternity)
<b>Garantia:</b>	5 anos contra defeitos de fabricação
<b>Registro Ministério da Saúde / ANVISA:</b>	80540449002
<b>Código de Barras:</b>	7898523723413