

Estetoscópio Pediátrico Duosson – P.A. MED



Estetoscópio pediátrico Duosson utilizado para ausculta de sons cardíacos e pulmonares. Possui auscultador Duo-Sonic permitindo dupla função. Produto produzido com material de alta durabilidade e qualidade.

Vantagens e Benefícios:

- Produzido em alumínio anodizado de alta resistência;
- Tubo em PVC flexível;
- Olivas anatômicas e macias;
- Auscultador duplo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

**Estetoscópio Pediátrico Duosson
– P.A. MED**

Cor:

Preto

Material: Alumínio Anodizado

Tamanho: Pediátrico

**Diâmetro Auscultador
Cardiológico/Pulmonar:** 3,7 cm / 2,7 cm

Tamanho Tubo: 65 cm

Marca: P.A. MED

Garantia: 2 anos contra defeitos de fabricação

**Registro Ministério da
Saúde/ANVISA:** 80540449002

Código de Barras: 7898523729781