

Estetoscópio Rappaport – P.A. MED



Estetoscópio Rappaport da P.A. MED indicado para ausculta cardíaca e pulmonar. Equipamento com tubo duplo para ausculta mais precisa e eficaz, com 5 diferentes tipos de auscultadores usados para detectar sons de baixa e alta frequência com melhor distinção.

O Rappaport P.A. MED pode ser utilizado em combinações recém-nascido, adulto e pediátrico devido às olivas e diafragmas de conversão.

Vantagens e Benefícios:

- Produzido em metal de alta durabilidade;
- Olivas em formato anatômico e PVC macio;
- Acompanha acessórios para diferentes combinações de uso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

**Estetoscópio Rappaport – P.A.
MED**

Cor: Preto, Bordo, Azul, Rosa, Verde, Vermelho, Roxo

Material: Alumínio Anodizado

Tamanho: Atende recém-nascido, pediátrico e adulto

**Diâmetro Auscultador
Cardiológico/Pulmonar:** 4,5 cm / 3 cm

Tamanho Tubo: 57 cm

Marca: P.A. MED

Garantia: 2 anos contra defeitos de fabricação

**Registro Ministério da
Saúde/ANVISA:** 80540449002

Código de Barras: EST500 – 7898523725691 / EST501 – 7898523725707 /
EST502 – 7898523725714 / EST503 – 7898523725721 /
EST504 – 7898523725738 / EST505 – 7898523725745 /
EST506 - 7898523727299