

Estetoscópio Adulto Unisson – P.A. MED



Estetoscópio unisson adulto para auscultação de sons corporais e cardíacos produzido material de alta resistência e durabilidade.

Vantagens e Benefícios:

- Produzido em alumínio anodizado de alta durabilidade;
- Olivas anatômicas em silicone macio;
- Tubo em PVC flexível.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

**Estetoscópio Adulto Unisson –
P.A. MED**

Cor: Preto, Verde, Rosa, Roxo, Bordô

Material:	Alumínio Anodizado
Tamanho:	Adulto
Diâmetro Auscultador Cardiológico:	4,5 cm
Tamanho Tubo:	65 cm
Marca:	P.A. MED
Garantia:	2 anos contra defeitos de fabricação
Registro Ministério da Saúde/ANVISA:	80540449002
Código de Barras:	EST300 – 7898523720054 / EST301 – 7898523726308 / EST302 – 7898523726315 / EST303 – 7898523726322 / EST305 - 7898523725165