

Estetoscópio Pediátrico Unisson – P.A. MED



Estetoscópio unisson pediátrico para auscultação de sons corporais e cardíacos produzido material de alta resistência e durabilidade.

Vantagens e Benefícios:

- Produzido em alumínio anodizado de alta durabilidade;
- Olivas anatômicas em silicone macio;
- Tubo em PVC flexível.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

**Estetoscópio Pediátrico Unisson
– P.A. MED**

Cor: Preto

Material: Alumínio Anodizado

**CBEMED**www.cbemed.com.br

Tamanho:	Pediátrico
-----------------	------------

Diâmetro Auscultador Cardiológico:	3,7 cm
---	--------

Tamanho Tubo:	65 cm
----------------------	-------

Marca:	P.A. MED
---------------	----------

Garantia:	2 anos contra defeitos de fabricação
------------------	--------------------------------------

Registro Ministério da Saúde/ANVISA:	80540449002
---	-------------

Código de Barras:	7898523729774
--------------------------	---------------