


Kit Acadêmico com Bolsa Ergonômica Preta – P.A. MED



Ap. Pressão Adulto Nylon Fecho de Contato – P.A. MED

Aparelho de pressão arterial adulto de alta precisão e sensibilidade com sistema de fecho de contato obtendo um diagnóstico seguro e confiável. Produto testado rigorosamente pelo controle de qualidade P.A. MED. Acompanha bolsa exclusiva.

Estetoscópio Rappaport - P.A. MED

Estetoscópio indicado para ausculta cardíaca e pulmonar. Equipamento com tubo duplo para ausculta mais precisa e eficaz, com 5 diferentes tipos de auscultadores usados para detectar sons de baixa e alta frequência com melhor distinção.

Composição do Kit:

- 01 Aparelho de pressão P.A. MED (nylon com fecho de contato);
- 01 Estetoscópio Rappaport + acessórios;
- 01 Bolsa Ergonômica preta;
- 01 Garrote elástico;
- 01 Óculos de proteção.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

APARELHO DE PRESSÃO	
Cor:	Rosa, Verde, Vinho, Preto, Vermelho, Azul Marinho, Roxo.
Material:	Nylon
Tamanho:	Adulto
Medida da Braçadeira:	52 cm x 14 cm
Esfigmomanômetro:	Conforme item 5.3.4.1 da Portaria 341/21 do INMETRO, todo esfigmomanômetro deve ser submetido à verificação periódica uma vez por ano, contando a partir da data de aquisição pelo detentor final
Abrangência Circunferência do Braço:	18 á 36 cm
Tamanho do manguito:	12 cm x 22 cm
Garantia:	2 anos contra defeitos de fabricação exceto braçadeira 1 ano
Registro Ministério da Saúde/ANVISA:	80540449001
Aprovação: Portaria INMETRO/DIMEL:	Nº 322 de 11/09/09

Fabricante:	P.A. MED
-	-
ESTETOSCÓPIO	
Cor:	Rosa, Verde, Vinho, Preto, Vermelho, Azul Marinho, Roxo.
Material:	Alumínio anodizado
Tamanho:	Adulto
Fabricante:	P.A. MED
Diâmetro Auscultador Cardiológico/Pulmonar:	4,5 cm / 3 cm
Tamanho Tubo:	57 cm
Garantia:	2 anos contra defeitos de fabricação
Registro Ministério da Saúde / ANVISA:	80540449002
-	-
Garantia do Garrote Elástico:	1 ano contra defeitos de fabricação
Garantia dos itens Sobressalentes:	90 dias contra defeitos de fabricação



CBEMED

www.cbemed.com.br

Código de Barras do Kit:

KPA251 – 7898523736925 / KPA252 – 7898523736932 / KPA253 –
7898523736949 / KPA254 – 7898523736956 / KPA255 –
7898523737434 / KPA256 – 7898523736963 / KPA257 -
7898523736970