

## Manômetro Aneróide – P.A. MED



Manômetro aneróide para uso em esfigmomanômetros P.A. MED. Produto testado e aprovado pelo INMETRO. Escala de 0 a 300mmHg desenvolvido em liga de alumínio.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

#### MANOMETRO ANERÓIDE

<b>Tipo Manômetro:</b>	Aneróide
<b>Escala de Graduação:</b>	0 - 300 mmHg
<b>Divisão de Escala:</b>	2 mmHg
<b>Cor Manômetro:</b>	Branco
<b>Garantia:</b>	2 Anos contra defeitos de fabricação



# CBEMED

[www.cbemed.com.br](http://www.cbemed.com.br)

**Aprovação Portaria INMETRO/DIMEL:**

Nº 322 de 11/09/2009

**Registro Ministério da Saúde / ANVISA:**

80540449001

**Código de Barras:**

7898523723703