

## Oxímetro de Pulso Portátil (Tipo Dedo) YK-80B Preto – BIC DIAGNÓSTICO



Oxímetro para detecção da saturação de oxigênio (SpO2%) e frequência cardíaca (BPM). Aparelho leve, compacto e de fácil operação, com display OLED Dual Color (cor dupla) e visor rotacional em quatro direções e seis modos de exibição dos resultados.

### VANTAGENS E BENEFÍCIOS:

- Produto de alta precisão;
- Indicador de carga das pilhas;
- Curva plestimográfica (gráfico de SpO2% e pulso);
- Desligamento automático após 8 segundos sem uso;
- menu de configurações;
- Beep e alarme.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

<b>Modelo:</b>	YK-80B
<b>Cor:</b>	Preto
<b>Tipo:</b>	Dedo
<b>Display:</b>	OLED
<b>Menu Configuração:</b>	Beep e Alarme ajustável
<b>Saturação Arterial De Oxigênio SPO2% Faixa de Medição:</b>	70% - 99% / Resolução: $\pm 1\%$ / Precisão: $\pm 2\%$ (70% ~ 99%)
<b>Frequência Cardíaca BPM Faixa de Medição:</b>	30 - 240 bpm / Resolução: $\pm 1\%$ / Precisão: $\pm 1$ bpm ou $\pm 1\%$
<b>Alimentação:</b>	2 Pilhas Pequenas AAA
<b>Consumo de energia:</b>	30mAh
<b>Dimensão:</b>	62mm x 32mm x 33mm
<b>Marca:</b>	BIC DIAGNÓSTICO
<b>Garantia:</b>	1 ano contra defeito de fabricação



# CBEMED

[www.cbemed.com.br](http://www.cbemed.com.br)

**Aprovação: Portaria  
INMETRO:**

Nº 350 de 06/09/10.

**Registro Ministério da  
Saúde / ANVISA:**

80540440004

**Contém na Embalagem:**

1 Oxímetro Portátil Mod. YK-80B / 1 Cordão / 1  
Manual Instrução em Português / Duas Pilhas Testes  
2 Pilhas AAA - 1,5V

**Recomendação:**

Produto recomendado para verificações periódicas  
(spot check) conforme orientações médicas. Não  
recomendado para monitoramento contínuo.

**Código de Barras:**

7898523725288