

Oxímetro de Pulso Portátil (Tipo Dedo) YK-80B Preto – BIC DIAGNÓSTICO



Oxímetro para detecção da saturação de oxigênio (SpO2%) e frequência cardíaca (BPM). Aparelho leve, compacto e de fácil operação, com display OLED Dual Color (cor dupla) e visor rotacional em quatro direções e seis modos de exibição dos resultados.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS:

- Produto de alta precisão;
- Indicador de carga das pilhas;
- Curva plestimográfica (gráfico de SpO2% e pulso);
- Desligamento automático após 8 segundos sem uso;
- menu de configurações;
- Beep e alarme.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo:	YK-80B
Cor:	Preto
Tipo:	Dedo
Display:	OLED
Menu Configuração:	Beep e Alarme ajustável
Saturação Arterial De Oxigênio SPO2% Faixa de Medição:	70% - 99% / Resolução: $\pm 1\%$ / Precisão: $\pm 2\%$ (70% ~ 99%)
Frequência Cardíaca BPM Faixa de Medição:	30 - 240 bpm / Resolução: $\pm 1\%$ / Precisão: ± 1 bpm ou $\pm 1\%$
Alimentação:	2 Pilhas Pequenas AAA
Consumo de energia:	30mAh
Dimensão:	62mm x 32mm x 33mm
Marca:	BIC DIAGNÓSTICO
Garantia:	1 ano contra defeito de fabricação

**CBEMED**www.cbemed.com.br**Aprovação: Portaria
INMETRO:**

Nº 384 de 18 de Dezembro de 2020

**Registro Ministério da
Saúde / ANVISA:**

80540440004

Contém na Embalagem:1 Oxímetro Portátil Mod. YK-80B / 1 Cordão / 1
Manual Instrução em Português / Duas Pilhas Testes
2 Pilhas AAA - 1,5V**Recomendação:**Produto recomendado para verificações periódicas
(spot check) conforme orientações médicas. Não
recomendado para monitoramento contínuo.**Código de Barras:**

7898523725288